

Text für Lieferformen

FRC Postec

Системная упаковка System Pack

5 FRC Postec, размер 1
5 FRC Postec, размер 3
1 FRC Postec, ример Pilot, размер 1
1 FRC Postec, ример Pilot, размер 3
1 FRC Postec, ример, размер 1
1 FRC Postec, ример, размер 3
1 шприц Total Etch, 2 г
1 бутылочка Monobond-S, 5 г
10 разовых доз Single-Dose Excite DSC малые/эндо по 0,1 г
1 шприц Variolink II Base, цвет А3, 2,5 г
1 шприц Variolink II Catalyst прозрагент (жидкий) 2,5 г
10 кавифилов Tetric Ceram А2 по 0,25 г
различные принадлежности

Упаковка Intro Pack

5 FRC Postec, размер 1
5 FRC Postec, размер 3
1 FRC Postec, ример Pilot, размер 1
1 FRC Postec, ример Pilot, размер 3
1 FRC Postec, ример, размер 1
1 FRC Postec, ример, размер 3
различные принадлежности

Ассортимент для фиксации

1 шприц Total Etch, 2 г
1 бутылочка Monobond-S, 5 г
10 разовых доз Single-Dose Excite DSC малые/эндо по 0,1 г
1 шприц Variolink II Base, цвет А3, 2,5 г
1 шприц Variolink II Catalyst прозрагент (жидкий) 2,5 г
10 кавифилов Tetric Ceram А2 по 0,25 г
различные принадлежности

Refill

1 FRC Postec, ример Pilot, выпускаются размеры 1 и 3
1 FRC Postec, ример, выпускаются размеры 1 и 3

Text für Katalog

Seite 50

FRC Postec

Композитные штифты со стекловолокном

Показания:

Прямая реставрация зубов, используя композитный материал

Преимущества:

- превосходная эстетика
- отсутствие металла
- транслюцентность, как у живого зуба
- распределение света
- высокая ретенционность благодаря адгезивной технике
- превосходная устойчивость на излом
- эластичность, сравнимая с эластичностью дентина
- удаляется вращающимся инструментом

К фотографиям:

Препарация под штифт

Нанесение Excite DSC

Световая полимеризация

Готовый штифт и сформированная культия